



Product description

Order number	73.646
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisador automático, material: PS, 3,5 ml, (CxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	analisador automático
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	3.5 ml
Diâmetro	14 mm
Diâmetro da abertura	8 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	120000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0018 kg
Peso da embalagem externa	9.62 kg
EAN da caixa interna	4038917083096
EAN da embalagem externa	4038917002066

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

