



Product description

Order number	73.662.500
Descrição do artigo	Frascos de cintilação, material: HD-PE, 20 ml, (CxØ): 58 x 27 mm, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano

Size

Volume máximo	20 ml
Diâmetro	27 mm
Diâmetro da abertura	17 mm
Altura do produto	58 mm
Comprimento do produto	58 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	21000
Profundidade da embalagem externa	380 mm
Largura da embalagem externa	370 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.033 cbm
Peso do produto	0.006 kg
Peso da embalagem externa	4 kg
EAN da caixa interna	4038917115728
EAN da embalagem externa	4038917014861

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

