



Product Specification
Recipiente de amostra, adequado para
Boehringer ES 300® e ES 600®, transparente

Page 1



Product description

Order number	73.663
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para Boehringer ES 300® e ES 600®, material: PS, 2 ml, (CxØ): 40 x 12 mm, transparente, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Boehringer ES 300® e ES 600®
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	2 ml
Diâmetro	12 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de amostra, adequado para
Boehringer ES 300® e ES 600®, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.72 kg
EAN da caixa interna	4038917083195
EAN da embalagem externa	4038917002158

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT