




Product Specification
Tubo, adequado para teste de Coombs,
transparente

Page 1



Product description

Order number	86.1509
Descrição do artigo	Tubo, adequado para teste de Coombs, material: vidro, (CxØ): 75 x 11,5 mm, transparente, 294 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Campo de aplicação	Teste de Coombs
Indicado para	teste de Coombs
Forma do fundo	fundo redondo

Size

Diâmetro	11.5 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, adequado para teste de Coombs,
transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto	vidro
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2352
Tipo de embalagem interior	embalagem empilhável
Unidades por caixa interna	2352
Unidades por caixa	2352
Unidades por palete	56448
Profundidade da embalagem externa	300 mm
Largura da embalagem externa	355 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.0357 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	11.22 kg
EAN da caixa interna	4038917086783
EAN da embalagem externa	4038917072366

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT