



Descrição do Produto

Número de pedido	95.1005
Descrição do artigo	Suporte de parede, para garrote venoso descartável tournistrip® (ref. 95.1006)

Características do produto

Indicado para	garrote venoso descartável tournistrip® (ref. 95.1006)
---------------	--

Materiais e cores

Material do produto	metal
---------------------	-------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	324
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.21 kg
Peso da embalagem externa	0.33 kg
EAN da caixa interna	4038917348560
EAN da embalagem externa	4038917348553

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

