



Descrição do Produto

Número de pedido	95.1008
Descrição do artigo	Garrote venoso TourniSTRETCH, Isento de látex, 25 unid./pacote

Características do produto

Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
--------------------	-------------------------

Materiais e cores

Cor do produto	amarela
----------------	---------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	25
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	8000
Volume da embalagem externa	0,0572 cbm
Peso do produto	0,0087 kg
Peso da embalagem externa	5,2 kg
EAN da caixa interna	4038917405676
EAN da embalagem externa	4038917405669

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

