



Product description

Order number	95.1008
Descrição do artigo	Garrote de um paciente, material: polímero, Isento de látex, 25 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	colheita de sangue venoso
--------------------	---------------------------

Material & colours

Material do produto	polímero
Cor do produto	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Dispositivo médico (MD)
Certificação CE	Fornecedor CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	10000
Profundidade da caixa interna	118 mm
Largura da caixa interna	118 mm
Altura da caixa interna	151 mm
Profundidade da embalagem externa	550 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	240 mm
Volume da embalagem externa	0.0528 cbm
Peso do produto	0.0087 kg
Peso da embalagem externa	5.2 kg
EAN da caixa interna	5060728810201
EAN da embalagem externa	5060728810218

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

