



### **Product description**

Order number	14.1112
Descrição do artigo	Adaptador de membrana, conexão: Luer, para cânula S-Monovette® /cânula Multifly® , 1 unid./blister, 100 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Número PZN	6796187

### **Product characteristics**

Exemplo de utilização	Adaptação de uma cânula S-Monovette® ou cânula de segurança (Safety-)Multifly® a um sistema Luer, por ex., Monovette® para gases sanguíneos
Indicado para Conexão	cânula S-Monovette® /cânula Multifly® Luer

### **Size**

Comprimento do produto	16 mm
------------------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Cor do produto translúcido

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Isenção de pirogênio sim  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 80000  
Profundidade da caixa interna 268 mm  
Largura da caixa interna 81 mm  
Altura da caixa interna 71 mm  
Profundidade da embalagem 373 mm  
externa  
Largura da embalagem 178 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 287 mm  
Volume da embalagem 0.0191 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0005 kg  
Peso da embalagem externa 1.49 kg  
EAN da caixa interna 4038917085359  
EAN da embalagem externa 4038917004053

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

