



Product description

Order number	14.1112
Descrição do artigo	Adaptador de membrana, conexão: Luer, para cânula S-Monovette® /cânula Multifly® , 1 unid./blister, 100 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Número PZN	6796187

Product characteristics

Exemplo de utilização	Adaptação de uma cânula S-Monovette® ou cânula de segurança (Safety-)Multifly® a um sistema Luer, por ex., Monovette® para gases sanguíneos
Indicado para Conexão	cânula S-Monovette® /cânula Multifly® Luer

Size

Comprimento do produto	16 mm
------------------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto translúcido

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 80000
Profundidade da caixa interna 268 mm
Largura da caixa interna 81 mm
Altura da caixa interna 71 mm
Profundidade da embalagem 373 mm
externa
Largura da embalagem 178 mm
externa
Altura da embalagem externa 287 mm
Volume da embalagem 0.0191 cbm
externa
Peso do produto 0.0005 kg
Peso da embalagem externa 1.49 kg
EAN da caixa interna 4038917085359
EAN da embalagem externa 4038917004053

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

