



Descrição do Produto

Número de pedido	14.1219
Descrição do artigo	POCT DISPENSER, para a dispensa de sangue higiénica e sem agulhas, para S-Monovette® , 1 unid./blister, 100 unid./caixa de papelão, não-estéreis

Características do produto

Indicado para	S-Monovette®
---------------	--------------

Dimensões

Comprimento do produto	49 mm
------------------------	-------

Materiais e cores

Cor do produto	translúcido
----------------	-------------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	não-estéreis
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	80000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	81 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	178 mm
Altura da embalagem externa	287 mm
Volume da embalagem externa	0.0191 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	2.51 kg
EAN da caixa interna	4038917432177
EAN da embalagem externa	4038917432160

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

