




Product Specification

Agulha de segurança Safety S-Monovette® , 20G x 1 1/2", amarela, 1 unid./blister

Page 1



Product description

Order number	85.1160.200
Descrição do artigo	Agulha de segurança Safety S-Monovette® , cânula (ØxC): 20G x 1 1/2", cor de codificação: amarela, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas, 50 unid./caixa de papelão
Número PZN	6796224

Product characteristics

Cor de codificação	amarela
Produto Safety	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Diâmetro da cânula (externo)	20 G / 0,9 mm
Comprimento da cânula	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	233 mm
Altura da embalagem externa	290 mm
Volume da embalagem externa	0.0252 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	2.48 kg
EAN da caixa interna	4038917126021
EAN da embalagem externa	4038917361910

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

