



Product description

Order number	85.1162.600
Descrição do artigo	Agulha de segurança Safety S-Monovette® , para S-Monovette® Análise de metal, cânula (ØxC): 21G x 1 1/2", cor de codificação: verde, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	S-Monovette® Análise de metal
Cor de codificação	verde
Produto Safety	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Diâmetro da cânula (externo)	21 G / 0,8 mm
Comprimento da cânula	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	233 mm
Altura da embalagem externa	290 mm
Volume da embalagem externa	0.0252 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	2.48 kg
EAN da caixa interna	4038917250474
EAN da embalagem externa	4038917361934

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

