



Descrição do Produto

Número de pedido 85.1372.200
Descrição do artigo Agulha de segurança Safety S-Monovette® , cânula (ØxC):
20G x 1", cor de codificação: amarela, 1 unid./blister,
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas

Características do produto

Cor de codificação amarela
Produto Safety sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo) 20 G / 0,9 mm
Comprimento da cânula 25,4 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	CE0124 (Dekra)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Número de lote ou de série	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	233 mm
Altura da embalagem externa	290 mm
Volume da embalagem externa	0,0252 cbm
Peso do produto	0,0026 kg
Peso da embalagem externa	2,47 kg
EAN da caixa interna	4038917127943
EAN da embalagem externa	4038917361941

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

