



Product Specification
Agulha S-Monovette® , 22G x 1", preta, 1
unid./blister

Page 1



Product description

Order number	85.1441
Descrição do artigo	Agulha S-Monovette® , cânula (ØxC): 22G x 1", cor de codificação: preta, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Cor de codificação	preta
Produto Safety	não
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Diâmetro da cânula (externo)	22 G / 0,7 mm
Comprimento da cânula	25.4 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	78000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	233 mm
Altura da embalagem externa	290 mm
Volume da embalagem externa	0.0252 cbm
Peso do produto	0.0017 kg
Peso da embalagem externa	2.9 kg
EAN da caixa interna	4038917086660
EAN da embalagem externa	4038917005197

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

