




**Especificação do produto**  
**Agulha de segurança Safety-Multifly® , 21G x 3/4",**  
**verde, comprimento do tubo flexível: 80 mm, 1**  
**unid./blister**

**Página 1**



### Descrição do Produto

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de pedido    | 85.1638.203   |
| Descrição do artigo | Agulha de segurança Safety-Multifly® , cânula (ØxC): 21G x 3/4", cor de codificação: verde, comprimento do tubo flexível: 80 mm, com Luer (w), isento de DEHP, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 120 unid./caixa de papelão |
| Número PZN          | 6797488   |

### Características do produto

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Versão             | Luer (w) |
| Cor de codificação | verde    |
| Produto Safety     | sim      |
| Conexão            | Luer (m) |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-09-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Agulha de segurança Safety-Multifly® , 21G x 3/4",**  
**verde, comprimento do tubo flexível: 80 mm, 1**  
**unid./blister**

**Página 2**

### **Dimensões**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Diâmetro da cânula (externo) | 21 G / 0,8 mm |
| Diâmetro do tubo flexível    | 2.3 mm        |
| Comprimento da cânula        | 19 mm         |
| Comprimento do tubo flexível | 80 mm         |

### **Pureza e certificação**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Categoria do produto | Produto médico                              |
| Certificação CE      | CE 0124 (DEKRA)                             |
| Padrão de pureza     | estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas |
| Esterilização        | Esterilização a gás                         |
| Isenção de pirogênio | sim   |
| Amaciador            | isento de DEHP                              |
| Em lotes             | sim   |

### **Embalagem**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 480           |
| Tipo de embalagem interior        | blister       |
| Unidades por caixa interna        | 120           |
| Unidades por caixa                | 480           |
| Unidades por palete               | 20640         |
| Profundidade da caixa interna     | 224 mm        |
| Largura da caixa interna          | 214 mm        |
| Altura da caixa interna           | 171 mm        |
| Profundidade da embalagem externa | 442 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 358 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 240 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.038 cbm     |
| Peso do produto                   | 0.0024 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 2.87 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917423908 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917423618 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-09-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**