



### Product description

Order number	85.1638.935
Descrição do artigo	Agulha de Safety-Multifly® , cânula (ØxC): 21G x 3/4", cor de codificação: verde, comprimento do tubo flexível: 200 mm, com Suporte de cânula montado, isento de DEHP, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 25 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Versão	Suporte de cânula montado
Cor de codificação	verde
Produto Safety	sim
Conexão	Tubo de vácuo

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Agulha de Safety-Multifly® , 21G x 3/4", verde,**  
**comprimento do tubo flexível: 200 mm, 1**  
**unid./blister**

**Page 2**

### Size

Diâmetro da cânula (externo)	21 G / 0,8 mm
Diâmetro do tubo flexível	2.3 mm
Comprimento da cânula	19 mm
Comprimento do tubo flexível	200 mm

### Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	isento de DEHP
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	263 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	1.38 kg
EAN da caixa interna	4038917240345
EAN da embalagem externa	4038917240338

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**