




Product description

Order number	85.925
Descrição do artigo	Microcânula, para coleta pequenos volumes de sangue, cânula (ØxC): 25G x 3/4", cor de codificação: laranja, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	para coleta pequenos volumes de sangue
Cor de codificação	laranja
Produto Safety	não

Size

Diâmetro da cânula (externo)	25 G / 0,5 mm
Comprimento da cânula	19 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	55000
Profundidade da caixa interna	139 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	66 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0123 cbm
Peso do produto	0.0013 kg
Peso da embalagem externa	1.36 kg
EAN da caixa interna	4038917281843
EAN da embalagem externa	4038917281836

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

