



Product Specification

S-Monovette® Heparina amoniacal AH, 7,5 ml,  
tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de  
plástico



Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 01.1603                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Heparina amoniacal AH, preparo: Heparina de amônio, 7,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa azul, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/azul, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

Product characteristics

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada          | venoso                      |
| Tipo de preparo           | Heparina de amônio          |
| Concentração do preparo   | 16 UI/ml sangue             |
| Código de cor             | EU                          |
| Rótulo/impressão          | com etiqueta de plástico    |
| Cor impressão/rótulo      | transparente/azul           |
| Graduação                 | marcação nominal            |
| Tampa                     | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento        | tampa de rosca              |
| Centrifugação recomendada | 2000 x g                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**S-Monovette® Heparina amoniacal AH, 7,5 ml,  
tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de  
plástico**

**Page 2**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de centrifugação | 20                          |
| Tempo de centrifugação       | 10 Min                      |
| Hermético                    | sim                         |
| Conexão                      | tampa de rosca com membrana |

### Size

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 7.5 ml |
| Diâmetro                      | 15 mm  |
| Comprimento com tampa         | 108 mm |
| Comprimento sem tampa         | 92 mm  |
| Comprimento com tampa e barra | 129 mm |

### Material & colours

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto              | transparente                          |
| Material de fechamento      | High Density Polyethylene (HD-PE)     |
| Cor da tampa                | azul                                  |
| Material da membrana        | borracha                              |
| Material do tubo            | Polipropileno (PP)                    |
| Material do êmbolo          | Poliétileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR                |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Padrão de pureza          | estéril                  |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes                  | sim                      |

### Packaging

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500              |
| Tipo de embalagem interior  | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna  | 50               |
| Unidades por caixa          | 500              |
| Unidades por palete         | 32000            |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**

**S-Monovette® Heparina amoniacal AH, 7,5 ml,  
tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de  
plástico**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Profundidade da caixa interna     | 189 mm        |
| Largura da caixa interna          | 134 mm        |
| Altura da caixa interna           | 82 mm         |
| Profundidade da embalagem externa | 400 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 144 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 440 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0253 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0084 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 5.03 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917087216 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917005685 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

