



Product description

Order number	02.226.160
Descrição do artigo	Monovette® Luer neutro Z, sem preparação, volume nominal: 9 ml, (CxØ): 92 x 16 mm, tampa de rosca Luer, tampa natural, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: preta, coleta de sangue venoso de animais, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	sem preparação
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso de animais
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min
Conexão	Luer

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	9 ml
Diâmetro	16 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	20000
Volume da embalagem externa	0.0382 cbm
Peso do produto	0.0101 kg
Peso da embalagem externa	5.3 kg
EAN da caixa interna	4038917104326
EAN da embalagem externa	4038917032254

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

