



## Product Specification

**S-Monovette® Soro CAT, 2,6 ml, tampa vermelha,  
(CxØ): 65 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 1**



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 04.1904.100                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Soro CAT, preparo: Ativador de coagulação, 2,6 ml, tampa de rosca com membrana, tampa vermelha, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 65 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: vermelha, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

### Product characteristics

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada             | venoso                      |
| Tipo de preparo              | Ativador de coagulação      |
| Código de cor                | ISO                         |
| Rótulo/impressão             | com etiqueta de papel       |
| Cor impressão/rótulo         | vermelha                    |
| Graduação                    | marcação nominal            |
| Tampa                        | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento           | tampa de rosca              |
| Centrifugação recomendada    | 2000 x g                    |
| Temperatura de centrifugação | 20                          |
| Tempo de centrifugação       | 10 Min                      |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**S-Monovette® Soro CAT, 2,6 ml, tampa vermelha,  
(CxØ): 65 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 2**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Hermético | sim                         |
| Conexão   | tampa de rosca com membrana |

### Size

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 2.6 ml |
| Diâmetro                      | 13 mm  |
| Comprimento com tampa         | 81 mm  |
| Comprimento sem tampa         | 65 mm  |
| Comprimento com tampa e barra | 102 mm |

### Material & colours

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto              | transparente                          |
| Material de fechamento      | High Density Polyethylene (HD-PE)     |
| Cor da tampa                | vermelha                              |
| Material da membrana        | borracha                              |
| Material do tubo            | Polipropileno (PP)                    |
| Material do êmbolo          | Poliétileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR                |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Padrão de pureza          | estéril                  |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes                  | sim                      |

### Packaging

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido   | 500              |
| Tipo de embalagem interior    | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna    | 50               |
| Unidades por caixa            | 500              |
| Unidades por palete           | 42000            |
| Profundidade da caixa interna | 171 mm           |
| Largura da caixa interna      | 105 mm           |
| Altura da caixa interna       | 73 mm            |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-02

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**S-Monovette® Soro CAT, 2,6 ml, tampa vermelha,**  
**(CxØ): 65 x 13 mm, com etiqueta de papel**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 358 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 125 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0174 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0043 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 2.87 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917134231 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917025546 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

