



Product Specification

Page 1

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos



Product description

Order number	04.1919.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparo: Citrato, 9NC, 3 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 017, rótulo/impressão: branco/verde, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Citrato, 9NC
Concentração do preparo	0,106 mol/l
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branco/verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Page 2

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	1800 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	3 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-10

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0045 kg
Peso da embalagem externa	2.99 kg
EAN da caixa interna	4038917948036
EAN da embalagem externa	4038917948043

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

