



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

**Page 1**



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 04.1927   |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, preparo: Heparina de lítio gel, 4 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

### Product characteristics

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada          | venoso                      |
| Tipo de preparo           | Heparina de lítio gel       |
| Concentração do preparo   | 25 UI/ml sangue             |
| Código de cor             | EU                          |
| Rótulo/impressão          | com etiqueta de plástico    |
| Cor impressão/rótulo      | transparente/marrom         |
| Graduação                 | marcação nominal            |
| Tampa                     | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento        | tampa de rosca              |
| Centrifugação recomendada | 2500 x g                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

Page 2

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de centrifugação | 20                          |
| Tempo de centrifugação       | 15 Min                      |
| Hermético                    | sim                         |
| Conexão                      | tampa de rosca com membrana |

### Size

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 4 ml   |
| Diâmetro                      | 13 mm  |
| Comprimento com tampa         | 91 mm  |
| Comprimento sem tampa         | 75 mm  |
| Comprimento com tampa e barra | 112 mm |

### Material & colours

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto              | transparente                          |
| Material de fechamento      | High Density Polyethylene (HD-PE)     |
| Cor da tampa                | laranja                               |
| Material da membrana        | borracha                              |
| Material do tubo            | Polipropileno (PP)                    |
| Material do êmbolo          | Poliétileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR                |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Padrão de pureza          | estéril                  |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes                  | sim                      |

### Packaging

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500              |
| Tipo de embalagem interior  | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna  | 50               |
| Unidades por caixa          | 500              |
| Unidades por palete         | 39000            |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

**Page 3**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Profundidade da caixa interna        | 171 mm        |
| Largura da caixa interna             | 116 mm        |
| Altura da caixa interna              | 73 mm         |
| Profundidade da embalagem<br>externa | 388 mm        |
| Largura da embalagem<br>externa      | 358 mm        |
| Altura da embalagem externa          | 135 mm        |
| Volume da embalagem<br>externa       | 0.0188 cbm    |
| Peso do produto                      | 0.0054 kg     |
| Peso da embalagem externa            | 3.45 kg       |
| EAN da caixa interna                 | 4038917394987 |
| EAN da embalagem externa             | 4038917394970 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**