



Product Specification

Page 1

S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos



Product description

Order number	04.1928.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, preparo: Heparina de lítio gel, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 040, rótulo/impressão: branca/laranja, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio gel
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branca/laranja

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Page 2

S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	15 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	2.7 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Page 3

S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0051 kg
Peso da embalagem externa	3.29 kg
EAN da caixa interna	4038917949880
EAN da embalagem externa	4038917949897

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT