



## Product Specification

**S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 4,9 ml, tampa cinza, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 1**

### Product description

Order number	04.1933.100
Descrição do artigo	S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, preparação: Fluoreto + EDTA, 4,9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa cinza, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: cinza, 50 unid./caixa de cartão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Fluoreto + EDTA
Concentração do preparo	1,0 mg/ml sangue + 1,2 mg/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	cinza
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	4.9 ml
Diâmetro externo do fecho	16 mm
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 4,9 ml, tampa cinza, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor da tampa	cinza
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0208 cbm
Peso do produto	0.0049 kg
Peso da embalagem externa	3.22 kg
EAN da caixa interna	4038917366441

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2026-04-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 4,9 ml, tampa cinza, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

EAN da embalagem externa 4038917366434

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2026-04-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**