



Product Specification

S-Monovette® GlucoEXACT FC, 3,1 ml, tampa rosa, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 1

Product description

Order number	04.1945.201
Descrição do artigo	S-Monovette® GlucoEXACT FC, preparo: Citrato/fluoreto/EDTA, 3,1 ml, tampa de rosca com membrana, tampa rosa, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: rosa, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Citrato/fluoreto/EDTA
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	rosa
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	3.1 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	rosa
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 39000
Profundidade da caixa interna 171 mm
Largura da caixa interna 116 mm
Altura da caixa interna 73 mm
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 358 mm
externa
Altura da embalagem externa 135 mm
Volume da embalagem 0.0188 cbm
externa
Peso do produto 0.0047 kg
Peso da embalagem externa 3.08 kg
EAN da caixa interna 4038917554091
EAN da embalagem externa 4038917554084

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

