

# **Product Specification**

S-Monovette® DNA Exact, 2,7 ml, tampa azul, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 1



#### **Product description**

Order number 04.1948.001

Descrição do artigo S-Monovette® DNA Exact, adequado para a estabilização

do DNA genômico, preparo: EDTA baseado no estabilizador gDNA, 2,7 ml, tampa de rosca com

membrana, tampa azul, código de cor EU/ISO, (CxØ) sem

tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel,

rótulo/impressão: azul, coleta de sangue venoso, com parâmetros validados de tempo e temperatura, 50

unid./caixa de papelão, estéril

#### **Product characteristics**

Tipo de retirada venoso

Tipo de preparo EDTA baseado no estabilizador gDNA

Código de cor EU/ISO

Rótulo/impressão com etiqueta de papel

Cor impressão/rótulo azul

Graduação marcação nominal

Tampa tampa de rosca com membrana

Tipo de fechamento tampa de rosca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





# **Product Specification**

# S-Monovette<sup>®</sup> DNA Exact, 2,7 ml, tampa azul, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 2

Versão com parâmetros validados de tempo e temperatura

Campo de aplicação coleta de sangue venoso

Exemplo de utilização adequado para a estabilização do DNA genômico

Temperatura de centrifugação 20 Tempo de centrifugação 10 Min Hermético sim

Conexão tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal 2.7 ml
Diâmetro 13 mm
Comprimento com tampa 91 mm
Comprimento sem tampa 75 mm
Comprimento com tampa 112 mm

barra

**Material & colours** 

Cor do produto transparente

Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)

Cor da tampa azul

Material da membrana borracha

Material do tubo Polipropileno (PP)

Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)

Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Purity & certification** 

Corresponde às exigências IATA, ADR

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril

Esterilização Irradiação de eletrões

Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





# **Product Specification**

S-Monovette® DNA Exact, 2,7 ml, tampa azul, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 3

#### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 50

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 39000
Profundidade da caixa interna 171 mm
Largura da caixa interna 116 mm
Altura da caixa interna 73 mm
Profundidade da embalagem 388 mm

externa

Largura da embalagem 358 mm

externa

Altura da embalagem externa 135 mm Volume da embalagem 0.0188 cbm

externa

Peso do produto 0.0042 kg Peso da embalagem externa 2.86 kg

EAN da caixa interna 4038917370745 EAN da embalagem externa 4038917370738

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

