



Product Specification

Page 1

S-Monovette® Heparina de lítio gel+ LH, 4,9 ml, tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos



Product description

Order number	04.1954.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel+ LH, preparo: Heparina de lítio gel+, 4,9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 030, rótulo/impressão: branco/castanho, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio gel+
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branco/castanho

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 2

S-Monovette® Heparina de lítio gel+ LH, 4,9 ml, tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	7 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	4.9 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 3

S-Monovette® Heparina de lítio gel+ LH, 4,9 ml, tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0208 cbm
Peso do produto	0.0057 kg
Peso da embalagem externa	3.61 kg
EAN da caixa interna	4038917949910
EAN da embalagem externa	4038917949927

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT