



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 04.1955.001 |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 9NC, preparação: Citrato, 9NC, 1,8 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde, 50 unid./caixa de cartão, estéril |

Product characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada | venoso |
| Tipo de preparo | Citrato, 9NC |
| Concentração do preparo | 0,106 mol/l |
| Código de cor | EU |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | verde |
| Graduação | marcação nominal |
| Tampa | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Centrifugação recomendada | 3000 x g |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-04-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 2

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de centrifugação | 20 |
| Tempo de centrifugação | 10 Min |
| Hermético | sim |
| Conexão | tampa de rosca com membrana |

Size

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 1.8 ml |
| Diâmetro externo do fecho | 16 mm |
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento com tampa | 91 mm |
| Comprimento sem tampa | 75 mm |
| Comprimento com tampa e barra | 112 mm |

Material & colours

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Cor da tampa | verde |
| Material da membrana | borracha |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
| Material do êmbolo | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS) |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificação CE | CE - Declaração do fabricante |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de cartão |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 500 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-04-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 3

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Unidades por palete | 39000 |
| Profundidade da caixa interna | 171 mm |
| Largura da caixa interna | 116 mm |
| Altura da caixa interna | 73 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm |
| Largura da embalagem externa | 358 mm |
| Altura da embalagem externa | 135 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0188 cbm |
| Peso do produto | 0.0049 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.18 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917376808 |
| EAN da embalagem externa | 4038917376792 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-04-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT