



**Product Specification**  
**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**



**Product description**

Order number	04.1959.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Hirudina, para diagnóstico da função plaquetária no ROCHE Multiplate®, preparo: Hirudina, 1,6 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde-escuro, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde-escuro, 50 unid./caixa de papelão, estéril

**Product characteristics**

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Hirudina
Concentração do preparo	526 ATU Hirudina/ml de sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde-escuro
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

Exemplo de utilização para diagnóstico da função plaquetária no ROCHE Multiplate®  
Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

**Size**

Volume nominal 1.6 ml  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento com tampa 91 mm  
Comprimento sem tampa 75 mm  
Comprimento com tampa e barra 112 mm

**Material & colours**

Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa verde-escuro  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Purity & certification**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 50  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 39000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0047 kg
Peso da embalagem externa	3.09 kg
EAN da caixa interna	4038917376983
EAN da embalagem externa	4038917376976

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-28

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**