



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 7,5 ml, tampa branca, (CxØ):
92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	01.1601
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro, preparo: Ativador de coagulação, 7,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/branca, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 7,5 ml, tampa branca, (CxØ):
92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 2

Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Dimensões

Volume nominal 7,5 ml
Diâmetro 15 mm
Comprimento com tampa 108 mm
Comprimento sem tampa 92 mm
Comprimento com tampa e barra 129 mm

Materiais e cores

Cor do produto transparente
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa branca
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de eletrões
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalaje interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 32000
Profundidade da caixa interna 189 mm
Largura da caixa interna 134 mm
Altura da caixa interna 82 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 7,5 ml, tampa branca, (CxØ):
92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 3

Profundidade da embalagem externa	400 mm
Largura da embalagem externa	144 mm
Altura da embalagem externa	440 mm
Volume da embalagem externa	0,0253 cbm
Peso do produto	0,0084 kg
Peso da embalagem externa	5,02 kg
EAN da caixa interna	4038917087193
EAN da embalagem externa	4038917005661

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT