



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina amoniaca, 7,5 ml, tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	01.1603
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina amoniaca, preparo: Heparina de amônio, 7,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa azul, (CxØ) sem tampa: 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/azul, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de amônio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/azul
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina amoniaca, 7,5 ml, tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico**

Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

**Dimensões**

Volume nominal 7,5 ml  
Diâmetro 15 mm  
Comprimento com tampa 108 mm  
Comprimento sem tampa 92 mm  
Comprimento com tampa e barra 129 mm

**Materiais e cores**

Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa azul  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Pureza e certificação**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 32000  
Profundidade da embalagem externa 400 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina amoniaca, 7,5 ml, tampa azul, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 3**

Largura da embalagem externa	144 mm
Altura da embalagem externa	440 mm
Volume da embalagem externa	0,0253 cbm
Peso do produto	0,0084 kg
Peso da embalagem externa	5,03 kg
EAN da caixa interna	4038917087216
EAN da embalagem externa	4038917005685

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**