




**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	02.1063.014
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro, CAT, preparo: Ativador de coagulação, 9 ml, tampa branca, (CxØ) sem tampa: 92 x 16 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: branca, 50 unid./caixa interna, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-04

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

**Página 2**

Conexão tampa de rosca com membrana

**Dimensões**

Volume nominal 9 ml  
Diâmetro 16 mm  
Comprimento com tampa 108 mm  
Comprimento sem tampa 92 mm  
Comprimento com tampa e barra 129 mm

**Materiais e cores**

Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa branca  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Pureza e certificação**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de eletrões  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa interna  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 24000  
Profundidade da embalagem 648 mm  
externa  
Largura da embalagem 303 mm  
externa

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-04

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

**Página 3**

Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,0295 cbm
Peso do produto	0,0088 kg
Peso da embalagem externa	5,35 kg
EAN da caixa interna	4038917124966
EAN da embalagem externa	4038917019576

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-04

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**