




**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	02.1063
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro, CAT, preparo: Ativador de coagulação, 9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 92 x 16 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/branca, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 2**

Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

### Dimensões

Volume nominal 9 ml  
Diâmetro 16 mm  
Comprimento com tampa 108 mm  
Comprimento sem tampa 92 mm  
Comprimento com tampa e barra 129 mm

### Materiais e cores

Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa branca  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

### Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 24000  
Profundidade da caixa interna 204 mm  
Largura da caixa interna 134 mm  
Altura da caixa interna 88 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Soro, 9 ml, tampa branca, (CxØ):**  
**92 x 16 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 3**

Profundidade da embalagem externa	648 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,0295 cbm
Peso do produto	0,0088 kg
Peso da embalagem externa	5,33 kg
EAN da caixa interna	4038917085212
EAN da embalagem externa	4038917003902

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**