



Especificação do produto
S-Monovette® neutral, 9 ml, tampa branca, (CxØ):
92 x 16 mm, com etiqueta de papel

Página 1

Descrição do Produto

Número de pedido	02.1726.021
Descrição do artigo	S-Monovette® neutral, sem preparação, 9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, (CxØ) sem tampa: 92 x 16 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: branca, 1 unid./blister

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	sem preparação
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Dimensões

Volume nominal	9 ml
Diâmetro	16 mm
Comprimento com tampa	108 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	129 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® neutral, 9 ml, tampa branca, (CxØ):
92 x 16 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalaje interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	13500
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0,0558 cbm
Peso do produto	0,0078 kg
Peso da embalagem externa	5,5 kg
EAN da caixa interna	4038917133234
EAN da embalagem externa	4038917024761

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT