




Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	03.1397.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro, preparo: Ativador de coagulação, 5,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: preta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Tempo de centrifugação 10 Min
Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Dimensões

Volume nominal 5,5 ml
Diâmetro 15 mm
Comprimento com tampa 91 mm
Comprimento sem tampa 75 mm
Comprimento com tampa e barra 112 mm

Materiais e cores

Cor do produto transparente
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa branca
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 34000
Profundidade da caixa interna 189 mm
Largura da caixa interna 117 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Página 3

Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	400 mm
Largura da embalagem externa	129 mm
Altura da embalagem externa	440 mm
Volume da embalagem externa	0,0227 cbm
Peso do produto	0,007 kg
Peso da embalagem externa	4,28 kg
EAN da caixa interna	4038917128438
EAN da embalagem externa	4038917021722

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT