




Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	03.1397
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro, preparo: Ativador de coagulação, 5,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/branca, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/branca
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 2

Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Dimensões

Volume nominal	5,5 ml
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	34000
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	117 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Soro, 5,5 ml, tampa branca, (CxØ):
75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Página 3

Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	400 mm
Largura da embalagem externa	129 mm
Altura da embalagem externa	440 mm
Volume da embalagem externa	0,0227 cbm
Peso do produto	0,0069 kg
Peso da embalagem externa	4,26 kg
EAN da caixa interna	4038917086479
EAN da embalagem externa	4038917005036

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT