



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|--|
| Número de pedido | 04.1901.021 |
| Descrição do artigo | S-Monovette® K3 EDTA, preparo: K3 EDTA, 2.6 ml, tampa vermelha, (CxØ) sem tampa: 65 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: vermelha, 1 unid./blister, estéril |

Características do produto

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada | venoso |
| Tipo de preparo | K3 EDTA |
| Concentração do preparo | 1,6 mg/ml sangue |
| Código de cor | EU |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | vermelha |
| Graduação | marcação nominal |
| Tampa | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de tampa | tampa de rosca |
| Hermético | sim |
| Conexão | tampa de rosca com membrana |

Dimensões

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 2,6 ml |
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento com tampa | 81 mm |
| Comprimento sem tampa | 65 mm |
| Comprimento com tampa e barra | 102 mm |

Materiais e cores

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto | transparente |
| Material da tampa | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | vermelha |
| Material da membrana | borracha |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
| Material do êmbolo | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS) |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
S-Monovette® K3 EDTA, 2.6 ml, tampa vermelha,
(CxØ): 65 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Pureza e certificação

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR |
| Categoria do produto | Produtos para diagnóstico in vitro |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | blister |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 18000 |
| Profundidade da embalagem externa | 578 mm |
| Largura da embalagem externa | 368 mm |
| Altura da embalagem externa | 195 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,0415 cbm |
| Peso do produto | 0,004 kg |
| Peso da embalagem externa | 3,36 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917134163 |
| EAN da embalagem externa | 4038917079884 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-04

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT