



Especificação do produto
S-Monovette® K2 EDTA, 2,7 ml, tampa violeta,
(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	04.1915.100
Descrição do artigo	S-Monovette® K2 EDTA, preparo: K2 EDTA, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa violeta, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: violeta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	K2 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	violeta
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Dimensões

Volume nominal	2,7 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	violeta
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
S-Monovette® K2 EDTA, 2,7 ml, tampa violeta,
(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 3

Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0188 cbm
Peso do produto	0,0042 kg
Peso da embalagem externa	2,86 kg
EAN da caixa interna	4038917382250
EAN da embalagem externa	4038917382243

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT