



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina lítica, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	04.1929
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina lítica, preparo: Heparina de lítio, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/laranja, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/laranja
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina lítica, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 2**

Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### **Dimensões**

Volume nominal	2,7 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

### **Materiais e cores**

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina lítica, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 3**

Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0188 cbm
Peso do produto	0,0045 kg
Peso da embalagem externa	3 kg
EAN da caixa interna	4038917360678
EAN da embalagem externa	4038917360661

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**