



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4.9 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta  
de papel**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	04.1954.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel+, preparo: Gel+/Heparina, 4.9 ml, tampa laranja, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: marrom, 50 unid./caixa interna, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Gel+/Heparina
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4.9 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta  
de papel**

**Página 2**

Tempo de centrifugação	7 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Dimensões

Volume nominal	4,9 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa interna
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4.9 ml,**  
**tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta**  
**de papel**

**Página 3**

Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,0208 cbm
Peso do produto	0,0057 kg
Peso da embalagem externa	3,63 kg
EAN da caixa interna	4038917523158
EAN da embalagem externa	4038917523141

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**