



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4,9 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	04.1954
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel+, preparo: Gel/Heparina, 4,9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Gel/Heparina
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido  
eletronicamente e é válido sem  
assinatura.



**SARSTEDT**



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4,9 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

**Página 2**

Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	7 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Dimensões

Volume nominal	4,9 ml
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



## Especificação do produto

**S-Monovette® Heparina de lítio gel+, 4,9 ml,  
tampa laranja, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta  
de plástico**

**Página 3**

Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,0208 cbm
Peso do produto	0,0057 kg
Peso da embalagem externa	3,61 kg
EAN da caixa interna	4038917420327
EAN da embalagem externa	4038917420310

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**