



Especificação do produto
S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, tampa verde,
(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	04.1955.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Citrato 3,2%, preparo: Solução citrato trissódico, 1,8 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: verde, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Solução citrato trissódico
Concentração do preparo	0,106 mol/l
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	3000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, tampa verde,
(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Tempo de centrifugação 10 Min
Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Dimensões

Volume nominal 1,8 ml
Diâmetro 13 mm
Comprimento com tampa 91 mm
Comprimento sem tampa 75 mm
Comprimento com tampa e barra 112 mm

Materiais e cores

Cor do produto transparente
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa verde
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 39000
Profundidade da caixa interna 171 mm
Largura da caixa interna 116 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, tampa verde,
(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel

Página 3

Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0188 cbm
Peso do produto	0,0049 kg
Peso da embalagem externa	3,18 kg
EAN da caixa interna	4038917376808
EAN da embalagem externa	4038917376792

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT