



## Descrição do Produto

Número de pedido	04.1955
Descrição do artigo	S-Monovette® Citrato 3,2%, preparo: Solução citrato trissódico, 1.8 ml, tampa verde, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: transparente/verde, 50 unid./caixa interna, estéril

## Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Solução citrato trissódico
Concentração do preparo	0,106 mol/l
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/verde
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	3000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Citrato 3,2%, 1.8 ml, tampa verde,**  
**(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 2**

Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

**Dimensões**

Volume nominal 1,8 ml  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento com tampa 91 mm  
Comprimento sem tampa 75 mm  
Comprimento com tampa e barra 112 mm

**Materiais e cores**

Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa verde  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Pureza e certificação**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa interna  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 39000  
Profundidade da embalagem externa 388 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Citrato 3,2%, 1.8 ml, tampa verde,**  
**(CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 3**

Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0188 cbm
Peso do produto	0,0048 kg
Peso da embalagem externa	3,16 kg
EAN da caixa interna	4038917415880
EAN da embalagem externa	4038917415873

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**