



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	04.1959.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Hirudina, preparo: Hirudina, 1,6 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde-escuro, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: verde-escuro, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Hirudina
Concentração do preparo	526 ATU Hirudina/ml de sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde-escuro
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Exemplo de utilização	für Thrombozytenfunktionsdiagnostik auf ROCHE Multiplate®
Hermético	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

Conexão tampa de rosca com membrana

**Dimensões**

Volume nominal 1,6 ml  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento com tampa 91 mm  
Comprimento sem tampa 75 mm  
Comprimento com tampa e barra 112 mm

**Materiais e cores**

Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa verde-escuro  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

**Pureza e certificação**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 50  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 39000  
Profundidade da caixa interna 171 mm  
Largura da caixa interna 116 mm  
Altura da caixa interna 73 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**S-Monovette® Hirudina, 1,6 ml, tampa verde-escuro, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Página 3**

Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0,0188 cbm
Peso do produto	0,0047 kg
Peso da embalagem externa	3,09 kg
EAN da caixa interna	4038917376983
EAN da embalagem externa	4038917376976

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**