



## Especificação do produto

**S-Monovette® neutral, 2.7 ml, tampa branca, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 1**

### Descrição do Produto

Número de pedido	05.1729
Descrição do artigo	S-Monovette® neutral, sem preparação, 2.7 ml, tampa branca, (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: preta, 50 unid./caixa interna, estéril

### Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	sem preparação
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20 °C
Tempo de centrifugação	10 Min
Cor de codificação	branca
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Dimensões

Volume nominal	2,7 ml
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	103 mm

### Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



## Especificação do produto

**S-Monovette® neutral, 2.7 ml, tampa branca,  
(CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico**

**Página 2**

Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

### Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de eletrões  
Em lotes sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido 20000  
Tipo de embalagem interior caixa interna  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 56000  
Profundidade da embalagem 333 mm  
externa  
Largura da embalagem 303 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 125 mm  
Volume da embalagem 0,0126 cbm  
externa  
Peso do produto 0,0038 kg  
Peso da embalagem externa 2,43 kg  
EAN da caixa interna 4038917240895  
EAN da embalagem externa 4038917240888

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**