



Especificação do produto

Luer Monovette® Heparina lítica, 4.5 ml, tampa verde, (CxØ): 92 x 11 mm, com etiqueta de papel

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	05.276.160
Descrição do artigo	Luer Monovette® Heparina lítica, preparo: Heparina de lítio, 4.5 ml, tampa verde, (CxØ) sem tampa: 92 x 11 mm, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: verde, coleta de sangue venoso de animais, 100 unid./pacote

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de tampa	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso de animais
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	10 Min
Conexão	Luer

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto

Luer Monovette® Heparina lítica, 4.5 ml, tampa verde, (CxØ): 92 x 11 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Dimensões

Volume nominal	4,5 ml
Diâmetro	11 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0,0182 cbm
Peso do produto	0,0067 kg
Peso da embalagem externa	3,6 kg
EAN da caixa interna	4038917104784
EAN da embalagem externa	4038917032162

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT