



Especificação do produto
S-Monovette® K2 EDTA, 1,2 ml, tampa violeta,
(CxØ): 66 x 8 mm, com etiqueta de plástico

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	06.1660.100
Descrição do artigo	S-Monovette® K2 EDTA, preparo: K2 EDTA, 1,2 ml, tampa de rosca com membrana, tampa violeta, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 66 x 8 mm, com etiqueta de plástico, rótulo / impressão: branco/violeta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	K2 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	branco/violeta
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de tampa	tampa de rosca
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Dimensões

Volume nominal	1,2 ml
Diâmetro	8 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	103 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	violeta
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	145 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
S-Monovette® K2 EDTA, 1,2 ml, tampa violeta,
(CxØ): 66 x 8 mm, com etiqueta de plástico

Página 3

Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0,0126 cbm
Peso do produto	0,0033 kg
Peso da embalagem externa	2,18 kg
EAN da caixa interna	4038917322737
EAN da embalagem externa	4038917322720

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT