



### **Descrição do Produto**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Número de pedido    | 51.5100.100  |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Kit de coleta POC, tampa verde, com etiqueta de papel, rótulo / impressão: verde, componentes do kit: 1 S-Monovette® 1,2 ml de heparina lítica (verde), 1 DISPENSADOR POCT e 1 multiadaptador Luer-Lock |

### **Características do produto**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rótulo/impressão     | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | verde                 |

### **Materiais e cores**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Cor do produto | transparente |
| Cor da tampa   | verde        |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR            |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in-vitro |
| Em lotes                  | sim                  |

### **Embalagem**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido          | 50            |
| Tipo de embalagem interior           | pacote        |
| Unidades por caixa interna           | 1             |
| Unidades por caixa                   | 50            |
| Unidades por palete                  | 4800          |
| Profundidade da embalagem<br>externa | 348 mm        |
| Largura da embalagem<br>externa      | 278 mm        |
| Altura da embalagem externa          | 140 mm        |
| Volume da embalagem<br>externa       | 0,0135 cbm    |
| Peso do produto                      | 0,0091 kg     |
| Peso da embalagem externa            | 0,86 kg       |
| EAN da caixa interna                 | 4038917398763 |
| EAN da embalagem externa             | 4038917398756 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

