



Product description

Order number	41.1500.005
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT, coleta de sangue venoso, preparo: ativador de coagulação/gel, volume nominal: 1,1 ml, (CxØ) com tampa: 44 x 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: marrom, código de cor EU/ISO, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: marrom, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	marrom
Graduação	sim
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





Product Specification
**Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,
1,1 ml, tampa de pressão, EU/ISO**

Page 2

Volume de trabalho 1,1 ml
Centrifugação recomendada 10000 U/min
Tempo de centrifugação 5 Min

Size

Volume nominal 1.1 ml
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento do produto 44 mm
Comprimento com tampa 44 mm
Comprimento sem tampa 40 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa marrom
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 348 mm
externa
Largura da embalagem 278 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0135 cbm
externa
Peso do produto 0.0018 kg
Peso da embalagem externa 2.11 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

Date of issue:
2024-03-28

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,
1,1 ml, tampa de pressão, EU/ISO

Page 3

EAN da caixa interna 4038917129473
EAN da embalagem externa 4038917022248

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

Date of issue:
2024-03-28

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT