



### Product description

Order number	41.1504.015
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra EDTA K3, colheita de sangue venoso, preparação: K3 EDTA, volume nominal: 1,3 ml, Ø: 10,8 mm, tampa de pressão, tampa: vermelha, código de cor EU, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: vermelha, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	K3 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	vermelha
Graduação	sim
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	colheita de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Volume de trabalho 1,3 ml

### **Size**

Volume nominal 1.3 ml  
Diâmetro 10.8 mm  
Comprimento do produto 44 mm  
Comprimento sem tampa 40 mm

### **Material & colours**

Cor do produto transparente  
Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)  
Cor da tampa vermelha  
Material do tubo Polipropileno (PP)

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE - Hersteller selbsterklärung  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 96000  
Profundidade da embalagem 348 mm  
externa  
Largura da embalagem 278 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 140 mm  
Volume da embalagem 0.0135 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0016 kg  
Peso da embalagem externa 1.86 kg  
EAN da caixa interna 4038917310222  
EAN da embalagem externa 4038917310215

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

